



LIFEPAK[®] 12

DEFIBRILLATOR/MONITOR

Originele accessoires van Physio-Control

LIFEPAK 12 DEFIBRILLATOR/MONITOR





Authentieke accessoires van Physio-Control

Garandeer de veiligheid van uw personeel en patiënten. Alleen accessoires en disposables van Physio-Control zijn grondig getest met LIFEPAK-producten. Kies voor de vertrouwde naam en het bedrijf dat hier achter staat. Neem voor bestellingen contact op met uw vertegenwoordiger van Physio-Control.

Stroomvoorziening



REDI-CHARGE-basisstation

Universele basislader werkt met verwisselbare bakjes. Wordt gebruikt om LIFEPAK 12 en 15 Li-ion-accu's op te laden. (AC-netsnoer, accu en bakjes apart verkrijgbaar.)

11141-000115



LIFEPAK 12 REDI-CHARGE[®] Adapterbakje

Adapterbakje voor gebruik met LIFEPAK 12 Li-ion-accu en REDI-CHARGE-basisstation. (Accu en basisstation apart verkrijgbaar.)

11141-000116



7,2 ampère-uur oplaadbare i-ion-accu

Uitsluitend te gebruiken met REDI-CHARGE

11141-000106

Stroomstekker

11140-000019

NIBP Monitoring



Herbruikbare manchets

Volwassenen Extra Large

35 - 44 cm

11160-000009

Volwassenen Large

32 - 42 cm

11160-000007

Volwassenen

26 - 35 cm

11160-000005

Kinderen

13 - 20 cm

11160-000003

Peuters

8 - 14 cm

11160-000001



Disposable manchets

Volwassenen Extra Large

35 - 44 cm

11160-000010

Volwassenen Large

32 - 42 cm

11160-000008

Volwassenen

26 - 35 cm

11160-000006

Kinderen

13 - 20 cm

11160-000004

Peuters

8 - 14 cm

11160-000002



NIBP-slang

11996-000033 (274 cm)

11996-000089 (366 cm)

11996-000125 (gekruld, 61-274 cm)

Stroomvoorziening



Mobiel batterijstation (MBSS)

Werkt op DC en AC voor mobiele transporttoepassingen. Te gebruiken met onderstaande batterijen. Inclusief AC-netsnoer, montagesteun en gebruiksaanwijzing. (Batterijen en DC-kabel niet inbegrepen.)
82100008

12V DC-kabel voor MBSS-oplader

48-82300029



AC-stroomadapter,

Uitsluitend te gebruiken met LIFEPAK 12 SLA-accu's.

11400-000038 (120 volt)

Verlengsnoer voor stroomadapter

11110-000051



LIFEPAK NiCd-accu

Capaciteit van 1,6 ampère-uur, oplaadbare nikkel-cadmium accu, met brandstofmeter.

11141-000149



LIFEPAK SLA-accu

Capaciteit van 2,5 ampère-uur, oplaadbare afgesloten loodgel accu.

11141-000028

ECG Monitoring



12 lead maintrunk ECG kabel met 4 afleidingen

11111-000019 (152 cm)

11111-000021 (244 cm)



12 lead ECG kabel, 6 precordiale afleidingen

11111-000023



Kabelscheider voor 4 afleidingen

21300-008054 (10/pak)

Kabelscheider voor 6 afleidingen


21300-008055 (10/pak)



3 Lead ECG kabel

Haakse stekker

11110-000030



5 Lead ECG kabel

11110-000067

Cleartrace[®] ECG-elektrodes

1700-003 (3/pak)



Strip Chart opnamepapier

11240-000016 (100 mm x 22 m, 2 rollen/doos)

11240-000013 (50 mm x 22 m, 2 rollen/doos)

Therapie accessoires

Harde paddles en elektrodegel



Standaard harde paddles (1 paar)
11998-000048



Pediatische paddle (per stuk)
Twee vereist
11133-000001



SIGNAGEL®-elektrodegel
Voor gebruik met harde paddles. Aanbevolen voor ECG, defibrillatie, biofeedback en EMG
21300-005847 (tube 2,2 dl)



Interne paddles (1 paar)
Vereist handgrepen voor interne paddles

2,5 cm
11131-000010 (15,9 cm schacht)

3,8 cm
11131-000011 (15,2 cm schacht)
11131-000021 (22,9 cm schacht)
11131-000024 (35,6 cm schacht)

5,1 cm
11131-000012 (14,6 cm schacht)
11131-000022 (22,2 cm schacht)

6,4 cm
11131-000013 (14,0 cm schacht)
11131-000019 (21,6 cm schacht)

13,0 cm
11131-000014 (12,7 cm schacht)
11131-000023 (20,3 cm schacht)



Handgrepen voor interne paddles, met afgiferegeling

11131-000001 (1 paar)

Therapie accessoires

EDGE System[™]-elektrodes voor pacing/defibrillatie/ECG met QUIK-COMBO[®] stekker

Minimaal 18 maanden te bewaren na verzending door Physio-Control



EDGE System-elektrodes met QUIK-COMBO-stekker
11996-000091 (kabel lengte 60 cm)



EDGE System RTS (radiotransparante) elektrodes met QUIK-COMBO-stekker
11996-000090 (kabel lengte 60 cm)



EDGE System RTS-elektrodes voor kinderen met QUIK-COMBO-stekker
Uitsluitend te gebruiken met handmatige monitor/defibrillators; na verzending minimaal 12 maanden houdbaar.
11996-000093 (kabel lengte 60 cm)



EDGE System-elektrodes met QUIK-COMBO-stekker en REDI-PAK[™] preconnect systeem
11996-000017 (kabel lengte 105 cm)



QUIK-COMBO-therapie kabel
Te gebruiken met de LIFEPAK 12 defibrillator/monitor.
11110-000040



FAST-PATCH[®]-adapterkabel
Te gebruiken met de QUIK-COMBO-therapie kabel voor de LIFEPAK 12 defibrillator/monitor.
11110-000053

Overige EDGE System[™]-elektrodes voor pacing/defibrillatie/ECG



EDGE System-elektrodes met FAST-PATCH-stekker
Mag alleen worden gebruikt met QUIK-COMBO aan FAST-PATCH-adapterkabel
11996-000092

SpO₂ Monitoring

Masimo LNC herbruikbare patiëntenkabels



LNCS-patiëntenkabel

- 11171-000024** (122 cm)
- 11171-000016** (305 cm)
- 11171-000025** (427 cm)
- 11171-000027** (122 cm verlenging)

Met Masimo LNC-patiëntenkabel compatibele SpO₂-sensors



LNCS-plaksensor

Voor gebruik bij één patiënt. (20/doos)

- 11171-000019** (volw)
- 11171-000020** (kind)
- 11171-000029** (neo)
- 11171-000028** (neo/volw)
- 11171-000031** (peuter)



LNCS herbruikbare sensor

- 11171-000017** (volw)
- 11171-000018** (kind)



LNCS herbruikbare zachte sensor

- 11171-000052** (volw)

Masimo Direct Connect herbruikbare directe sensors en kabels



Herbruikbare Direct Connect zachte sensor

- 11171-000051** (volw)

SpO₂ Monitoring

Masimo[®] LNOP-patiëntenkabels



LNOP-PATIËNTENKABEL

11171-000006 (122 cm)
11171-000008 (244 cm)
11171-000009 (366 cm)

Met Masimo LNOP-patiëntenkabel compatibele alleen SpO₂-sensors



LNOP herbruikbare sensor

11171-000007 (volw)
11171-000010 (kind)



LNOP-plaksensor (20/doos)

11171-000011 (volw)
11171-000012 (kind)



LNOP-plaksensor (20/doos)

11171-000014 (neo/pt)
11171-000013 (neo)
11171-000036 (peuter)

Aanvullende accessoires en adapterkabels



Herbruikbare afscherming tegen omgevingslicht

11171-000054 (5/pak)



Wegwerpscherming tegen omgevingslicht

11171-000055 (10/pak)



MNC-1 adapterkabel

Wordt gebruikt om de LIFEPAK 12 defibrillator/monitor met Masimo SpO₂ aan Nellcor-sensors te verbinden.

11996-000183 (305 cm)
11996-000198 (122 cm)

SpO₂ Monitoring

Nellcor herbruikbare sensors



DURASENSOR herbruikbare sensor
11996-000060 (volw)

DURA-Y multisite herbruikbare sensor
11996-000106 (> 1 kg)



Oxiband herbruikbare sensor

Inclusief 50 disposable plakensors
11996-000061 (volw/neo)
11996-000062 (kind/peuter)

Wegwerpplakverband, opgerold

(100/pak)
11996-000048 (volw/neo)
11996-000049 (kind/peuter)

Wegwerpplakschuim, opgerold

(100/pak)
11996-000110 (volw/neo)
11996-000108 (kind/peuter)

Nellcor disposable sensors



Oxisensor II (24/doos)

Volwassenen
11996-000113 (45 cm)
11996-000114 (90 cm)

Kinderen
11996-000116 (45 cm)



Oxisensor II (24/doos)

Peuters
11996-000115 (45 cm)

Neonaten/volwassenen
11996-000117 (45 cm)

CO₂ Monitoring

Oridion® Filterlines voor geïntubeerde patiënten

Voor gebruik bij één patiënt



FilterLine® SET

Belangrijkste toepassingen: OK, ambulancediensten, SEH, reanimatieteams, transport.

Volwassenen/kinderen

11996-000081 (25/doos, 200 cm)

11996-000164 (25/doos, 400 cm)



FilterLine H SET

Belangrijkste toepassingen: intensive care, bevochtigde omgevingen

Volwassenen/kinderen

11996-000080 (25/doos, 200 cm)

Volwassenen/neonaten

11996-000001 (25/doos, 200 cm)

Oridion Filterlines voor niet-geïntubeerde patiënten



Smart CapnoLine® Plus

Volwassenen met O₂

11996-000163 (25/pak, 200 cm)

11996-000167 (100/pak, 200 cm)

11996-000165 (25/pak, 400 cm)

Volwassenen zonder O₂

11996-000162 (25/pak, 200 cm)

11996-000166 (100/pak, 200 cm)



Smart CapnoLine

Kinderen met O₂

11996-000128 (25/pak, 200 cm)

Kinderen zonder O₂

11996-000120 (25/pak, 200 cm)

Tassen



Standaarddraagtas

Inclusief schouderriem, vakken rechts en links, en voorklep.

11260-000030

Draagtas voor gebruik met AC-stroomadapter

Inclusief schouderriem, vakken rechts en links, en voorklep.

11260-000032

Verwijderbare acryl beschermkap

Harde kap van acryl ter bescherming van het beeldscherm (Kan niet samen met de voorklep worden gebruikt.)

11998-000063

Vervangend rechtervak

(Bij standaardtas inbegrepen.)

21300-007203

Vervangend linkervak

(Bij standaardtas inbegrepen.)

21300-007201

Vervangende schouderriem

11260-000037

Vervangende voorklep

Zachte plastic beschermkap voor beeldscherm en toetsenborden. Kan niet worden gebruikt met verwijderbare acryl beschermkap. (Bij standaardtas inbegrepen.)

11220-000033

Draagtas voor gebruik met spraakrecorder

Inclusief schouderriem, vakken rechts en links, en voorklep.

11260-000033

Vervangende onder- en zijsteunen voor draagtas

21300-006361

Therapiestekkerbeschermer

Aanbevolen om de terapiestekker op de defibrillator/monitor tijdens gebruik tegen stoten te beschermen. Wordt permanent onderaan de voorkant van de defibrillator/monitor gemonteerd.

21330-001112



Achtervak

Ideaal voor extra accessoire-opslag. (Niet aanbevolen voor gebruik met SLA-accu's.)

11260-000029



Bovenvak

Opbergruimte voor sensors en elektrodes; zit in plaats van standaardpaddles

11220-000028

Communicatieaccessoires & montageopties



LIFEPAK-kabel van monitor naar pc

Om de LIFEPAK 12 of LIFEPAK 15 monitor/defibrillator aan te sluiten op de pc.

11230-000020 (Serieel)

11996-000369 (USB)

LIFEPAK-kabel voor configuratieoverdracht

11110-000183



3G gateway

Om gegevens van LIFEPAK 12/15 naar het LIFENET[™] -system of CODE-STAT[™] data review software te versturen. Een data-abonnement is vereist.

21996-000087



Titan II draadloze gateway

Om gegevens van LIFEPAK 12/15 naar het LIFENET[™]-system of CODE-STAT[™]-data review software te versturen. Een bestaand draadloos netwerk is vereist.

11996-000373

11996-000375 (met spraakopname)

Montage en rolstandaard



LIFESTAND[™] Mobiele rolstandaard voor de LIFEPAK 12 defibrillator/monitor

11996-000157

Testers en trainingsmiddelen



Patiëntsimulator (QUIK-COMBO)

Direct te verbinden met uw LIFEPAK-defibrillator voor veilige simulatie van cardioversie en elektrische detectie. Genereert fibrillatie, tachycardie en bradycardie, maar ook afwijkingen in ST-segment en T-golf.

11996-000311 (12 afleidingen)

11996-000310 (3 afleidingen)

Gebruiksaanwijzing:

26500-002486



Herbruikbare trainingselektrodes

Te gebruiken met QUIK-COMBO patiëntsimulators. Gebruikers kunnen hiermee het plaatsen van defibrillatie-elektrodes oefenen.

11250-000052 (5/paar)

11101-000003 (Vervangingselektrodes 5/paar)



Testlading

Te gebruiken om de werking van de therapiekabels te testen. Wordt aangesloten op de QUIK-COMBO-therapiekabel aan de defibrillator

21330-001367

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control of kijk op www.physio-control.com



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Keizersgracht 125-127,
1015CJ Amsterdam NL
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194
www.physio-control.nl

BENELUX Sales Office
Galjoenweg 68
6222 NV Maastricht NL
Tel +31 (0)43 362 0008
Fax +31 (0)43 363 2001
www.physio-control.nl