



# ACCESSOIRES

pour utilisation avec le

**LIFEPAK® 1000**  
DEFIBRILLATEUR



# OPTIONS D'ALIMENTATION / ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE ECG

pour le DEFIBRILLATEUR LIFEPAK 1000



Merci d'avoir choisi Physio-Control comme partenaire dans le but de vous aider à sauver des vies et améliorer les soins des patients. Vous connaissez déjà la réputation de qualité et de fiabilité de nos défibrillateurs LIFEPAK. Lorsqu'il s'agit des accessoires LIFEPAK, nous exigeons la même qualité. Dans ce catalogue vous trouverez des accessoires conçus pour répondre à vos besoins et standards de qualité. Tous les accessoires et consommables de ce catalogue sont compatibles avec le défibrillateur LIFEPAK 1000. Si vous avez des questions au sujet des accessoires ou consommables, n'hésitez pas à contacter votre représentant Physio-Control.



## Kit de remplacement de Batterie Non-rechargeable Li/MnO<sub>2</sub>

Kit de remplacement de Batterie Non-rechargeable Li/MnO<sub>2</sub>. Inclus un déchargeur de batterie et un mode d'emploi pour retirer la batterie usagée en toute sécurité

**11141-000100**



Câble ECG 3 brins (Lead II).....**11111-000017**



Electrodes préconnectées REDI-PAK™ EDGE SYSTEM avec connecteur QUIK-COMBO® ..... 11996-000017



Kit de 1ère application d'électrodes pédiatriques de défibrillation avec réducteur d'énergie

A utiliser uniquement avec le DSA LIFEPAK® 500 biphasique avec connecteur rose ou le défibrillateur LIFEPAK 1000 ou le DAE LIFEPAK CR® Plus. A utiliser sur des enfants de moins de 8 ans ou de poids <25 kg..... 11101-000017

Electrodes pédiatriques de défibrillation avec réducteur d'énergie ..... 11101-000016

## MATERIELS DE FORMATION ET TESTEURS



### Simulateur QUIK-COMBO 3-dérivations

Simule les rythmes cardiaques d'un patient. Permet aux utilisateurs de s'entraîner et faire des démonstrations de chocs de défibrillation et de surveillance avec un câble ECG 3 brins. Simule les asystolies, les bradycardies, un rythme sinusal normal, des fibrillations (VF) ventriculaires (FV) et des tachycardies ventriculaires (TV). Simule aussi les mouvements patient. Inclus un câbles QUIK-COMBO des piles et un mode d'emploi..... 11996-000310

### Electrodes de formation

A utiliser avec les simulateurs QUIK-COMBO. Permet aux utilisateurs de s'entraîner à bien positionner les électrodes de défibrillation. Inclus un mode d'emploi et cinq (5) paires d'électrodes de formation réutilisables ..... 11250-000052

### Electrodes de formation de remplacement

Inclus cinq (5) paires d'électrodes de formation réutilisables. Partie adhésive de l'électrode uniquement..... 11101-000003

# ACCESSOIRES DIVERS / ACCESSOIRES DE TRANSPORT

pour le DEFIBRILLATEUR LIFEPAK 1000



## Kit de 1<sup>ers</sup> secours AMBU® Res-Cue Mask®

Inclus 2 paires de gants à usage unique en vinyle, 1 masque réutilisable avec valve et filtre, 1 rasoir jetable, 1 lingette anti-microbienne et 1 paire de ciseaux de trauma. S'attache à la poignée du DAE .....11998-000321

## Kit de 1<sup>ers</sup> secours AMBU Res-Cue Key®

Inclus 2 paires de gants à usage unique en vinyle, 1 masque à usage unique, 1 rasoir jetable, 1 lingette anti-microbienne, et 1 paire de ciseaux de trauma. Peut se mettre dans la sacoche du DAE .....11998-000320



Sacoche de Transport Complète.....11425-000006

## Bandoulière de remplacement

Pour la sacoche de transport .....11425-000002



## Valise de Transport Etanche

11260-000023

## Sacoche Accessoires

Pour le câble ECG 3 brins et/ou d'autres accessoires

11425-000001



### Boîtier Mural avec Alarme

Boîtier externe, bords arrondis.  
Compatible avec les défibrillateurs  
LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK  
CR Plus. Boîtier en acier blanc avec un  
retour de 17,8cm.

**11220-000079**



### Boîtier Mural avec Alarme

Boîtier encastrable, bords arrondis.  
Compatible avec les défibrillateurs  
LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK  
CR Plus. Boîtier en acier blanc avec un  
retour de 3,8cm.

**11998-000293**



**Support Mural pour les Défibrillateurs LIFEPAK 1000  
ou LIFEPAK 500 ..... 11210-000001**

### Boîtier Mural avec Alarme

Boîtier semi-encastrable, bords arrondis.  
Compatible avec les défibrillateurs  
LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK  
CR Plus. Boîtier en acier blanc avec un  
retour de 7,6cm.

**11998-000292**

### Boîtier avec alarme - résistant aux flammes

Boîtier semi-encastrable, bords arrondis.  
Compatible avec les défibrillateurs  
LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK  
CR Plus. Boîtier en acier blanc avec un  
retour de 7,6cm.

**11210-000026**

### Boîtier avec alarme - résistant aux flammes

Boîtier encastrable, bords à  
angles droits. Compatible avec les  
défibrillateurs LIFEPAK 500, LIFEPAK  
1000 et LIFEPAK CR Plus. Boîtier en  
acier blanc avec un retour de 3,8cm.

**11210-000027**

### Boîtier Mural avec Alarme

Boîtier externe, bords arrondis.  
Compatible avec les défibrillateurs  
LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK  
CR Plus. Boîtier en acier inoxydable avec  
un retour de 17,8cm.

**11220-000076**

### Boîtier mural avec alarme et stromboscope

Boîtier externe, bords arrondis.  
Compatible avec les défibrillateurs  
LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK  
CR Plus. Boîtier en acier blanc avec un  
retour de 17,8cm.

**11220-000083**



### Boîtier mural avec alarme et stromboscope

Boîtier externe, bords arrondis.  
Compatible avec les défibrillateurs  
LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK  
CR Plus. Boîtier en acier inoxydable avec  
un retour de 17,8cm.

**11220-000084**

# ARMOIRES ET SUPPORTS DE FIXATION

pour le DEFIBRILLATEUR LIFEPAK 1000

## Boitier Mural avec Alarme

Boitier semi-encastrable, bords arrondis. Compatible avec les défibrillateurs LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK CR Plus. Boitier en acier inoxydable avec un retour de 7,6cm.

**11220-000077**

## Boitier Mural avec Alarme

Boitier encastrable, bords arrondis. Compatible avec les défibrillateurs LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK CR Plus. Boitier en acier inoxydable avec un retour de 3,8cm.

**11220-000078**



## Boitier sur pieds avec alarme

Compatible avec les défibrillateurs LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK CR Plus. En acier peint Epoxy blanc. Hauteur : 1,32m.

35,6cm x 44,1cm(H) x17,8cm(P). ..... **11210-000028**

## Boitier sur pieds avec alarme

Compatible avec les défibrillateurs LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000 et LIFEPAK CR Plus. En acier peint Epoxy gris. Hauteur : 1,32m.

35,6cm x 44,1cm(H) x17,8cm(P). ..... **11210-000029**

## ACCESSOIRES DE COMMUNICATION

## DOCUMENTS ET MATERIELS DE FORMATION



### CD Produit du défibrillateur LIFEPAK 1000

Contient des informations techniques, cliniques, sur la garantie, la formation et le service ..... **21300-006553**

### Mode d'Emploi du Défibrillateur LIFEPAK 1000

Couvre les sujets suivants : Informations de sécurité, déballage et mise en route de l'appareil, utilisation du Défibrillateur LIFEPAK 1000, gestion et transfert des données, maintenance et conseils de dépannage. Inclus aussi une checklist utilisateur. .... **26500-002120**

Câble IrDA/Port USB pour transmission de données ..... **21300-005026**

Câble IrDA/Port Série pour transmission de données..... **21300-005027**



Pour de plus amples informations, contacter Physio-Control ou visiter le site web [www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)

**PHYSIO  
CONTROL**

**HEADQUARTERS / MANUFACTURING**

**Physio-Control, Inc.**  
11811 Willows Road NE  
P. O. Box 97006  
Redmond, WA 98073-9706 USA  
Tel. 425 867 4000  
Fax. 425 867 4121  
[www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)

**SALES OFFICES**

**Europe**  
Medtronic International Trading  
Sàrl  
Case postale 84  
Route du Molliau 31  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
Tél. +41 (0)21 802 70 00  
Fax. +41 (0)21 802 79 00

**France**  
Medtronic France S.A.S.  
122, avenue du Général Leclerc  
FR-92514 Boulogne-  
Billancourt Cedex  
[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)  
Tél. +33 (0)1 55 38 17 00  
Fax. +33 (0)1 55 38 18 00

**Belgique**  
Medtronic Belgium S.A.  
Avenue du Bourgmestre  
Etienne Demunter 5  
BE-1090 Bruxelles  
[www.medtronic.be](http://www.medtronic.be)  
Tél. +32 (0)2 456 09 00  
Fax. +32 (0)2 460 26 67

**Suisse**  
Medtronic (Schweiz) AG  
Talstrasse 9  
Postfach 449  
CH-3053 Münchenbuchsee  
[www.medtronic.ch](http://www.medtronic.ch)  
Tél. +41 (0)31 868 01 00  
Fax. +41 (0)31 868 01 99

**Canada**  
Medtronic du Canada  
6733 Kitimat Road  
Mississauga, ON  
L5N 1W3  
Tél. 888 879 0977  
Fax. 416 430 6115

© 2009 Physio-control, inc. Redmond WA 98052. Tous droits réservés. Tous les noms utilisés ici sont des marques déposées par Physio-Control ou des marques déposées par leurs détenteurs respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les produits ne sont pas disponibles en dehors des Etats-Unis. Merci de consulter votre mode d'emploi ou les déclarations de conformité au marquage CE pour la liste des accessoires disponibles dans votre pays.

GDR 3302141\_A

CE 0123