



LIFEPAK[®] 15

MONITOR/DEFIBRILLATOR

Originalzubehör von Physio-Control

LIFEPAK[®] 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR





Originalzubehör von Physio-Control.

Gewährleisten Sie die Sicherheit Ihres Personals und Ihrer Patienten. Nur das Zubehör und die Einwegartikel von Physio-Control wurden mit den LIFEPAK-Produkten gründlich getestet. Bleiben Sie bei der Marke, auf die Sie sich verlassen können und der Firma die dahinter steht. Bestellungen werden von Ihrem Physio-Control Vertreter angenommen.

Energieversorgung



REDI-CHARGE Ladegerät

AC-Netzkabel und Adapterfach nicht
inbegriffen.

11141-000115

REDI-CHARGE LIFEPAK 15

Adapterfach

11140-000052

AC-Netzkabel

11140-000015 (USA)

11140-000019 (Europa)

11140-000023 (Südafrika)

11140-000046 (Italien)

11140-000017 (Australien)

11140-000021 (UK)

11140-000045 (Schweiz)



Mobiles Batterieladegerät

Mit AC- und DC-Kabeln, Wandhalterung und
Betriebsanleitung.

11577-000011 (USA)

11577-000015 (Großbritannien)

11577-000012 (Europa)

11577-000017 (Australien)

11577-000014 (Schweiz)



Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku

5,7 Ah, 11,1 Volt.

21330-001176



AC-Netzteil

Einschließlich Winkelkabel
(AC-Netzkabel nicht inbegriffen)

11140-000072

DC-Netzteil

Einschließlich DC-Kabel und
Winkelkabel

11140-000074

AC-Netzkabel

11140-000015 (USA)

11140-000019 (Europa)

11140-000023 (Südafrika)

11140-000046 (Italien)

11140-000017 (Australien)

11140-000021 (UK)

11140-000045 (Schweiz)

Stromanschluss-Kit

11577-000019



Verlängerungskabel

Für AC- und DC-Netzteil.

11140-000080



Ersatz-Winkelkabel

Für AC- und DC-Netzteil.

11140-000081



Ersatz-Eingangskabel DC

Für DC-Netzteil.

11140-000084

Zubehör zur EKG-Überwachung



EKG-Stammkabel 12-Kanal mit 4-poliger Extremitätenableitung

11111-000018 (1,5 m AHA)
11111-000019 (1,5 m IEC)
11111-000020 (2,4 m AHA)
11111-000021 (2,4 m IEC)



12-Kanal-EKG-Kabel, 6-polige Brustwandableitung

11111-000022 (AHA)
11111-000023 (IEC)



Kabelrechen für 4-polige Ableitung
21300-008054 (10 Stck./Pkg.)

Kabelrechen für 6-polige Ableitung
21330-008055 (10 Stck./Pkg.)



3-poliges EKG-Kabel

11110-000029 (AHA)
11110-000030 (IEC)



5-poliges EKG-Kabel

4-polige Extremitätenableitung und 1 Brustwandableitung, auf dem Monitor als „V1“ bezeichnet.
11110-000066 (AHA)
11110-000067 (IEC)



EKG-Thermo-Papier

100 mm x 22 m
11240-000016 (2 Rollen pro Packung)

(In der EU erhältlich)



LIFE•PATCH® EKG-Elektroden

Erwachsene, vorgeliert
(In der EU nicht erhältlich)
11100-000001 (3 Stck./Pkg.)
11100-000002 (4 Stck./Pkg.)

Cleartrace® EKG-Elektroden

EKG-Elektroden
(In der EU erhältlich)
1700-003 (3 Stck./Pkg.)

Therapiezubehör

Hard Paddles und Elektrodengel



Standard-Hard Paddles (1 Paar)

- 11130-000061 (Englisch)
- 11130-000062 (Französisch)
- 11130-000063 (Deutsch)
- 11130-000064 (Spanisch)
- 11130-000065 (Italienisch)
- 11130-000066 (Schwedisch)
- 11130-000067 (Dänisch)
- 11130-000068 (Portugiesisch)
- 11130-000069 (Norwegisch)
- 11130-000070 (Niederländisch)
- 11130-000071 (Finnisch)
- 11130-000072 (Polnisch)
- 11130-000073 (Japanisch)



SIGNAGEL® Elektrodengel

Zur Verwendung mit Hard Paddles. Empfohlen für EKG, Defibrillation, Biofeedback und EMG.

21300-005847 (250 ml)



Paddle-Adapter für Kinder

11133-000007 (1 Adapter)

EDGE System™ Elektroden für Pacing/Defibrillation/EKG mit QUIK-COMBO® Anschluss

Mindesthaltbarkeit von 18 Monaten ab Versandtag von Physio-Control, soweit nicht anders vermerkt.



EDGE System Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss

Kabellänge 60 cm

11996-000091



EDGE System RTS-Elektroden (röntgendurchlässig) mit QUIK-COMBO Anschluss

Kabellänge 60 cm

11996-000090



EDGE System-Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss und REDI-PAK™, vorkonnetierbar

Kabellänge 1 m

11996-000017



Pädiatrische EDGE System RTS-Elektroden mit QUIK-COMBO Anschluss

Nur zur Verwendung an manuellen Monitoren/Defibrillatoren; Mindesthaltbarkeit von 12 Monaten ab Versandtag.

11996-000093



QUIK-COMBO Therapiekabel

Mit praktischem TRUE-LOCK™ Kabelverbinder.

11113-000004 (2,4 m)

NIBP Überwachung

NIBP Schläuche



NIBP Schläuche

21300-007299 (2,7 m)

21300-007298 (3,7 m)



NIBP Spiralschlauch

21300-007300 (0,6 - 2,7 m)

NIBP Manschetten



Wiederverwendbare Manschetten

Erwachsene, X-Large

35 - 44 cm

11160-000009

Kinder

13 - 20 cm

11160-000003

Erwachsene, Large

32 - 42 cm

11160-000007

Kleinkinder

8 - 14 cm

11160-000001

Erwachsene

26 - 35 cm

11160-000005



Manschetten zur einmaligen Verwendung an einem Patienten

Erwachsene, X-Large

35 - 44 cm

11160-000010

Kinder

13 - 20 cm

11160-000004

Erwachsene, Large

32 - 42 cm

11160-000008

Kleinkinder

8 - 14 cm

11160-000002

Erwachsene

26 - 35 cm

11160-000006

SpO₂ Überwachungszubehör

Masimo SET® RC Patientenkel



RC Patientenkel

Zur Verwendung mit M-LNCS und Rainbow
Patientensensoren

11171-000037 (1,2 m)

11171-000038 (3,7 m)

SpO₂-Sensoren, kompatibel mit Masimo SET RC Patientenkel



M-LNCS Wiederverwendbarer Sensor

11171-000046 (Erw.)

11171-000047 (Kind)



M-LNCS Haftsensoren (20 Stck./Schachtel)

11171-000039 (Erw.)

11171-000040 (Kind)



M-LNCS Haftsensoren (20 Stck./Schachtel)

11171-000043 (Neo./Frühgeb.)

11171-000042 (Neo./Erw.)

11171-00004A (Kleink.)

Rainbow® SpO₂-, SpCO-, SpMet- Sensoren, kompatibel mit Masimo SET RC Patientenkel



Rainbow Wiederverwendbarer Sensor

11171-000049 (Erw.)

11171-000050 (Kind)



Rainbow Haftsensor (10 Stck./Schachtel)

11996-000339 (Erw.)

11996-000340 (Kind)



Rainbow Haftsensor (10 Stck./Schachtel)

11996-000342 (Kleink.)

11996-000341 (Neo./Erw.)

Masimo SET LNC Patientenkabel



RRotes LNC Patientenkabel

Zur Verwendung mit LNCS Patientensensoren

11996-000323 (1,2 m)

11996-000324 (3 m)

11996-000325 (4,2 m)

SpO₂-Sensoren, kompatibel mit Masimo SET LNC Patientenkabel



LNCS® Wiederverwendbare Sensoren

11171-000017 (Erw.)

11171-000018 (Kind)



LNCS Wiederverwendbarer weicher Sensor

11171-000052 (Erw.)



LNCS Haftsensoren (20 Stck/Schachtel)

11171-000019 (Erw.)

11171-000020 (Kind)



LNCS Haftsensoren (20 Stck/Schachtel)

11171-000029 (Neo./Frühgeb.)

11171-000028 (Neo./Erw.)

11171-000031 (Kleink.)

SpO₂ Überwachungszubehör

Direktverbindbare Patientensensoren, SpO₂-spezifisch



Direktverbindbarer,
wiederverwendbarer Sensor für
Erwachsene

11996-000331 (0,9 M)
11996-000332 (3,7 M)



Direktverbindbarer,
wiederverwendbarer Sensor für
Kinder

11996-000333 (0,9 M)
11996-000334 (3,7 M)



Weicher direktverbindbarer,
wiederverwendbarer Sensor für
Erwachsene

11171-000053 (2,4 M)

Rainbow direktverbindbare SpO₂-, SpCO-, SpMet-Patientensensoren



Rainbow direktverbindbarer,
wiederverwendbarer Sensor für
Erwachsene

11996-000335 (0,9 m)
11171-000032 (2,4 m)
11996-000336 (3,7 m)



Rainbow direktverbindbarer,
wiederverwendbarer Sensor für
Kinder

11996-000337 (0,9 m)
11171-000033 (2,4 m)
11996-000338 (3,7 m)

Weiteres Masimo-Zubehör



Lichtschutz, wiederverwendbar
11171-000054 (5/BEUTEL)



Lichtschutz, Einwegartikel
11171-000055 (10/Beutel)

SpO₂ Überwachungszubehör

Adapter zwischen Masimo und Nellcor



Rotes MNC-Kabel
ROTES MNC-KABEL
11996-000365 (1,2 m)
11996-000366 (3 m)

SpO₂-Sensoren, kompatibel mit Adapter zwischen Masimo und Nellcor



DURASENSOR Wiederverwendbarer Clip

11996-000060 (Erw.)

DURA-Y Multisite Wiederverwendbarer Sensor

11996-000106 (> 1 kg)



Oxiband Wiederverwendbarer Sensor

Einschl. 50 Einweghaftsensoren.

11996-000061 (Erw./Neo.)

11996-000062 (Kind/Kleink.)

Klebewickelverband zum Einmalgebrauch

(100 Stck./Pkg.)

In Kanada nicht erhältlich..

11996-000048 (Erw./Neo.)

11996-000049 (Kind/Kleink.)



Oxisensor II Haftsensoren (24 Stck./Schachtel)

11996-000113 (Erw., 45 cm)

11996-000114 (Erw., 91 cm)

11996-000116 (Kind, 45 cm)



Oxisensor II Haftsensoren (24 Stck./Schachtel)

11996-000115 (Kleink., 45 cm)

11996-000117 (Neo./Erw., 45 cm)

Temperaturüberwachung

Kabel für Temperaturmessung



Adapterkabel für Temperaturmessung

11140-000079 (3 m)

11140-000078 (1,5 m)

Temperatursensoren

Zur einmaligen Verwendung an einem Patienten



Sensor, ösophageal-rektal

11996-000360 (9FR, 20 Stck./Packung)



Hautsensor

11996-000359 (20 Stck./Packung)



Foley-Katheter-Sensor

11996-000361 (14FR, 10 Stck./Pkg.)

11996-000362 (16FR, 10 Stck./Pkg.)

11996-000363 (18FR, 10 Stck./Pkg.)

Kapnographie (EtCO₂)-Überwachungszubehör

Oridion® Filterlines für intubierte Patienten

Zur einmaligen Verwendung an einem Patienten



FilterLine® SET

Einsatzbereiche: OP, Notfalldienst, Notaufnahme, Rettungsdienst, Transport.

Erwachsene/Kinder

11996-000081 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

11996-000164 (25 Stck./Pkg., 400 cm)



FilterLine H SET

Einsatzbereiche: Intensivversorgung, Befeuchtungsverfahren.

Erwachsene/Neonatal

11996-000080 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Erwachsene/Neonatal

11996-000001 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Oridion Filterlines für nicht intubierte Patienten

Einpatientennutzung



Smart CapnoLine® Plus

Einsatzbereiche: Sedierung bei Eingriffen, Verfahren am oberen GI-Trakt, MAC, RMS, BD, Rettungsdienst.

Erwachsene mit O₂

11996-000163 (25 Stck/Pkg, 200 cm)

11996-000167 (100 Stck/Pkg, 200 cm)

11996-000165 (25 Stck/Pkg, 400 cm)

Erwachsene ohne O₂

11996-000162 (25 Stck/Pkg, 200 cm)

11996-000166 (100 Stck/Pkg, 200 cm)



Smart CapnoLine

Einsatzbereiche: Sedierung bei Eingriffen, Rettungsdienst, Notaufnahme.

Kinder mit O₂

11996-000128 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Kinder ohne O₂

11996-000120 (25 Stck./Pkg., 200 cm)

Taschen und Halterungen



Standard-Tragetasche

Mit rechter und linker Seitentasche.
11577-000002

Schultergurt

11577-000001



Bethalterung

Nur für den Krankenhausbetrieb.
11996-000374

Oben aufliegende Tasche

Unterbringung von Sensoren und Elektroden;
anstelle von Standard Paddles.
11220-000028

Rückentasche

Ideal für zusätzlichen Stauraum.
11260-000039

Kommunikationszubehör



Kabel vom LIFEPAK Monitor zum PC

Zum Anschließen des LIFEPAK 12 oder
LIFEPAK 15 Monitors/Defibrillators an den PC.
11230-000020 (Seriell)
11996-000369 (USB)



Titan II Wireless Gateway

Zum Übertragen von Daten vom
LIFEPAK 12/15 an das LIFENET System oder
die CODE-STAT Software zur Datenprüfung.
Ein drahtloses Netzwerk ist Voraussetzung.
21996-000073
21996-000075 (mit Sprachaufzeichnung)



3G Gateway

Zum Übertragen von Daten vom
LIFEPAK 12/15 an das LIFENET System oder
die CODE-STAT Software zur Datenprüfung.
Ein Datenplan ist Voraussetzung.
21996-000087

Test- und Schulungsmaterialien



Patienten-Simulator (QUIK-COMBO)

Direktverbindung mit dem LIFEPAK Defibrillator zur sicheren Simulation von Kardioversion und elektrischer Erfassung. Erzeugt Kammerflimmern, Tachykardien und Bradykardien sowie ST-Segment und T-Wellenveränderungen.

11996-000311 (12 Kanäle)

11996-000310 (3 Kanäle)



Defibrillator-Tester

Überprüft die Energieabgabe über Standard-Hard Paddles. Die Neonleuchte zeigt die Energieabgabe an.

11998-000060



Test Load

Zur Überprüfung des Therapiekabels. Verbindung zum QUIK-COMBO Therapiekabel am Defibrillator.

21330-001368 (brasilian, Portugiesisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch)

21330-001369 (Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Tschechisch)

21330-001366 (Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch)

21330-001367 (Deutsch, Englisch (international), Italienisch, Französisch (Kanada), Niederländisch, Spanisch)

21330-001365 (Englisch)

Schulungshilfsmittel



Clip-on-Schulungselektroden

Zur Verwendung mit QUIK-COMBO Patientensimulatoren. Zum Üben des Anbringens von Defibrillationselektroden. Mit Bedienungsanleitung und wiederverwendbaren Schulungselektroden.

11250-000052 (5/Paar)

11101-000003 (Ersatzelektroden, 5/Paar)



Betriebsvideo:

21330-001357 (Englisch - NTSC DVD)

Bedienungsanleitung:

26500-003255 (Englisch)

26500-003256 (Englisch, international)

26500-003330 (Deutsch)

26500-003331 (Italienisch)

26500-003332 (Französisch)

26500-003333 (Niederländisch)

26500-003334 (Spanisch)

26500-003335 (Portugiesisch, Portugal)

26500-003336 (Portugiesisch, Brasilien)

26500-003337 (Schwedisch)

26500-003338 (Dänisch)

26500-003339 (Finnisch)

26500-003340 (Norwegisch)

26500-003341 (Polnisch)

26500-003342 (Ungarisch)

26500-003343 (Tschechisch)

26500-003344 (Russisch)

26500-003345 (Koreanisch)



Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Keizersgracht 125-127,
NL-1015 CJ Amsterdam
Tel +31 (0)20 7070560
Fax +31 (0)20 3301194
www.physio-control.nl

**Physio-Control
Germany Sales GmbH**
Stresemannallee 4b
D-41460 Neuss
Tel +49 (0)2131 6617 000
Fax +49 (0)2131 6617 251
www.lifepak.de

**Physio-Control
Austria Sales GmbH**
Simmeringer Hauptstraße 24
A-1110 Wien
Tel +43 (0)1 74040 2866
Fax +43 (0)1 74040 2867
www.physio-control.at

**Physio-Control
Switzerland Sales GmbH**
c/o Intertrust Service (Schweiz) AG
Alpenstraße 15
CH-6304 Zug
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax 0800 006644 (kostenlos)
www.physio-control.ch

Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Physio-Control Gebietsleiter für weitere Informationen oder besuchen Sie unsere Webseite.